

ORVOSTECHNIKA



CoaDATA 501

koagulométer

CoaDATA 501 nyílt rendszerű 1 csatornás koagulométer

Specifikációk

Mérési elv:	Turbidimetriás mérés, mágneses keveréssel.
Reagens blokk:	Fűtött 37 °C 1 mérőhely mágneses keverő motorral 1 reagens pozíció 4 minta inkubációs hely
Küvetta:	Mikró
Mérési térfogat:	150 – 300 µl
Display:	LCD, 8 digit
Kezelő felület:	Fólia tasztatúra.
Memória:	Maximum 7 test tárolható
Paraméterek:	<i>PT(sec) in %, ratio, INR, APTT(sec) in ratio, Fibrinogen(sec)</i>
Kalibrációs görbe:	Memóriában tárolva 9 mérési ponton.
Port:	RS 232C
(Opciók)	Printer Epson P40
Méret:	9,7 x 21,2 x 5,2 cm
Súly:	0,6 kg

Forgalmazza:

Orvostechnika Kft.

1202 Budapest, Nagykörösi út 187.

Telefon: 06 1 285-4615

Mobil: 06-30 9426-222