

ORVOSTECNIKA

ERMA PCE210

Hematológiai automata



3 PART DIFF. HAEMATOLÓGIAI AUTOMATA

Paraméterek:

*RBC, HGB, HCT, MCV,
MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW,*

WBC:

*Lymp#, Gran#, Mono#,
Lymp%, Gran%, Mono%,*

Specifikációk

Mérési elv :		Impedancia mérés a WBC csatornán. Impedancia mérés az RBC, PLT csatornán. Abszorbancia mérés a HGB csatornán.
Minta térfogat:		180 µl EDTA –ás vér.
Kapacitás:		70 – 80 vizsgálat / óra.
Operációs rendszer:		Windows
Display	:	SVGA színes monitor.
Kezelő felület	:	101 gombos alfanumerikus tasztatúra.
Memória	:	100000 paciens eredmény diagrammal tárolható.
Kalibráció		Automatikus vagy manuális.
Minőség biztosítás	:	Levey-Jennings
Port	:	2 db RS 232C
Printer	:	színes
(Opciók)		Automata mintaváltó zárt rendszerű mintavétellel. 30 minta egy tárcsán.
Méret	:	42x58x50 cm
Súly	:	32,5 kg

Forgalmazó:**OrvosTechnika Kft.**

1202 Budapest, Nagykőrösi út 187.

Fax: 061 286 40 50

Tel: 061 285 46 15

e-mail: orvostechnik@.hu