


ORVOSTECHNIKA

5 PART DIFF. HAEMATOLÓGIAI AUTOMATA



EXCELL™ 22

EXCELL™ 22


Paraméterek:

RBC, HGB, HCT, MCV,
MCH, MCHC, RDW, PLT,
MPV, PCT, PDW,

WBC:

Lymp#, Gran#, Mono#, Eos#, Baso#.

Lymp%, Gran%, Mono%, Eos%, Baso%.



Specifikációk

Mérési elv :

4 x Dimenziós optikai / **lézer** / mérés a WBC csatornán.
Impedancia mérés az RBC, PLT csatornán.
Abszorbancia mérés a HGB csatornán.

Minta térfogat:

Kapacitás : 70 – 80 vizsgálat / óra.
Operációs rendszer : Windows
Display : SVGA színes monitor.
Kezelői felület : 101 gombos alfanumerikus tasztatúra.
Memória : 100000 paciens eredmény diagrammal tárolható.
Kalibráció : Automatikus vagy manuális.
Minőség biztosítás : Levey-Jennings
Port : 2 db RS 232C
Printer : színes
(Opciók) : Automata mintaváltó zárt rendszerű mintavétellel.
30 minta egy tárcsán.

Méret

Súly

: 42x58x50 cm
: 32,5 kg

Forgalmazó:

OrvosTechnika Kft.

1202 Budapest, Nagykőrösi út 187.

Fax: 061 286 40 50

Tel: 061 285 46 15