

ORVOSTECHNIKA



Homogened Professional




Vérminta homogenizátor

A **HOMOGENED *Professional*** készülék alkalmas vér és egyéb zárt csőben lévő minták homogenizálására. A kéméletes és alapos homogenizálás elengedhetetlen a WBC differenciálást végző hematológiai automatáknál.

Miben különbözik a **HOMOGENED *Professional*** homogenizátor a hagyományos homogenizátoroktól ?

- Alapos homogenizálás.
- Kéméletes homogenizálás.
- Megbízható működés.
- Könnyű tisztíthatóság.
- **Egyidejű forgató és billegtető mozgás**
- Új műszaki megoldások
- Egyszerűen leszerelhető homogenizáló asztal

• Egyidejű forgató és billegtető mozgás



Műszaki adatok:

- 10 férőhelyes homogenizáló asztal.
- Hálózati feszültség: 230/115V 50/60 Hz.
- Teljesítményfelvétel: max. 7 VA.
- Súly: 1,5kg.
- Szélesség / hosszúság / magasság:
270/220/75mm



Gyártja:



Orvostechnika Kft.

1202 Budapest, Nagykörösi út 187.

Telefon: 06 1 285-4615

Mobil: 06-30 9426-222

Forgalmazza:

