

ORVOSTECNIKA

Urit -3200



HAEMATOLÓGIAI AUTOMATA

Termékleírás

Teljesen automatikus hematológia analízátor. 20 paraméter és 3 hisztogram. Minőségi alkatrészek és kompakt, megbízható tervezés. Két mérő kapillárisal való analízis.

Paraméterek:

WBC, LY#, MID#, GRAN#, LY%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, WBC PCT, P-LCR 3-part megkülönböztetése, 20 paraméter és 3 hisztogram.

Mérési elv: WBC/RBC/PLT: Elektromos impedancia
HGB: Fényelektromos, kolorimetrikus.

Mintamennyiség: Automata adagolóval: 150 uL
Kézi adagolóval: 150 uL
Előhígított minta: 20 uL

Kapillárisok: WBC 100 um, RBC/PLT 70 um

Kapacitás: Óránként 60 minta

Mintaadagoló egység: Állványban 10 minta, folytonos táplálás mód.

Adattárolás: Több 25 000 minta megmért eredménye hisztogramokkal.

Hígítás:	Teljes vér	Kapilláris vér
WBC/RBC	1:232	1:400
RBC/PLT	1:40000	1:45000

Display: 10.4 inch színes LCD, 640 x 480 felbontással.

Méret: 650 mm x 405 mm x 521 mm

Input /Output: RS232 csatlakozás, hálózati és USB csatlakozó.

Standard egér klaviatúra csatlakozók.

Nyomtatók: Beépített 57 mm hőnyomtató.

Párhuzamos és USB nyomtató port.

Forgalmazó: **OrvosTechnika Kft.**

1202 Budapest, Nagykőrösi út 187.

Fax: 061 286 40 50

Tel: 061 285 46 15, 06 30 9426 222

www.orvostechnika.eu

kaltenecker@orvostechnik.eu